



Descripción del Producto

ESPONJA ANTIADHERENTE TEKBOND está constituida por una espuma y fibra abrasiva con un potente agente antiviral y antibacteriano que elimina el 99.9% de los virus * y bacterias **. Garantiza un excelente poder de limpieza, calidad superior y durabilidad. Desarrollada para limpiar sartenes y platos con revestimiento antiadherente. * Virus probados: coronavirus cepa MHV-3 y virus de la influenza (H1N1) en la fibra abrasiva. ** Bacterias probadas: S. aureus y E. coli en la fibra abrasiva.

Acción antiviral confirmada por la norma internacional ISO 21702 y acción antibacteriana confirmada por la norma internacional JIS L 1902. Pruebas realizadas en laboratorios externos.

Composición

Constituida por aditivo en la fibra azul no tejida con agente bactericida y virucida, tipo RB, pegado con adhesivo a base de agua sobre una espuma de poliuretano azul E18D16.

Información técnica

Apariencia	De acuerdo con la norma
Olor	Sin olor de acuerdo con la norma
Color	Espuma azul y fibra azul
Ancho	75,0 ± 2,0 mm
Largo:	110,0 ± 2,0 mm
Espesor de la Espuma	18,0 ± 1,0 mm
Espesor de la Fibra	9,3 ± 0,8 mm
Espesor de la Espuma + Fibra	≥ 20,0 mm

Instrucciones de uso y manejo

Use el lado de la fibra azul para limpiar donde no se requiere la acción abrasiva, es decir, para las superficies con antiadherentes. El lado de la espuma azul se utiliza para limpiar superficies delicadas como vidrio, vajilla, fregaderos y cubiertos. Después del uso, lave la esponja con agua y jabón para eliminar todos los residuos que queden en la esponja. Elimine el exceso de agua y guárdelo en un lugar limpio y seco.

Para una limpieza más profunda de la esponja hierva 1 litro de agua y apague el fuego, coloque la esponja en el agua hervida durante 10 minutos, retírela con una pinza y déjela enfriar. Repita el proceso cada 3 o 4 días. Almacene en un lugar limpio y seco.

Información general y de seguridad

Pruebe en una pequeña área oculta antes de usar para evitar arañazos. Utilice solo con agua y jabón o detergente. Mantener alejado de niños y mascotas.

Envases disponibles

Tekbond ofrece unidades de embalaje en caja con 60 unidades y paquete con 4 unidades en caja con 120 unidades.

SGA código: 78072726286 y 78072726289

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.